

4891

Dissection forceps

Pinça de dissecação

Pincès à dissection

Präparierzange

Dissectiepincet

Pinza da dissezione

Fórceps para disección

Dissektionspincett


ZILLION
BLACK


PLASTIC BOX

TRANSPORT BOX



RIGID BLISTER

SHELF BOX

TRANSPORT BOX



STERILE


NON-TOOTHED
SEM DENTE
NON DENTÉE
NITZHAHN
ZONDER TANDEN
NON DENTATE
SIN DIENTE
ICKE-TANDAD

4891-008

4891-509

4891-026

4891-527



DISSECTION FORCEPS GREY

- High performance polymer.
- Intended for grasping tissues and/or holding other devices.
- Sterilizable by moist heat at 121°C or 134°C, gas (Ethylene Oxide).
- Packing:
 - Non sterile: Plastic box + transport carton.
 - Sterile: Individual peel-open pack + shelf box + transport carton.

PINÇA DE DISSECÇÃO CINZA

- Polímero de alta performance.
- Indicadas para prensão de tecidos e/ou manusear outros dispositivos.
- Esterilizar por calor húmido a 121°C ou a 134°C, gás (Óxido de Etileno).
- Empacotamento:
 - Não esterilizadas: Caixa de plástico + caixa de transporte.
 - Esterilizadas: Embaladas individualmente em peel-open pack + caixa de cartolina + caixa de transporte.

Non sterile • Não esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Plastic box Uni./Cx. plástico	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4891-008	Standard	14,5cm	180	360
4891-026	Standard	20cm	120	240

Sterile • Esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Pack Uni./Pacote	Pcs./Sh.box Uni./Cx.cartolina	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4891-509	Standard	14,5cm	1	18	72
4891-527	Standard	20cm	1	17	68

Bastos Viegas,s.a.

Cat, BV10, Rev 0 (10-2021)

Av. da Fábrica 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel, Portugal . Tel/Phone: (+351) 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - bastosviegas.com