

ZILLION®
BLACK



PLASTIC BOX



TRANSPORT BOX



RIGID BLISTER



SHELF BOX



TRANSPORT BOX



STERILE

NON-TOOTHED
SEM DENTE
NON DENTÉE
NITZHAHN
ZONDER TANDEN
NON DENTATE
SIN DIENTE
ICKE-TANDAD

1X2 TEETH
1X2 DENTE
1X2 GRIFFES
1X2 ZAHNE
1X2 TANDEN
1X2 DENTATO
1X2 DIENTES
KLO 1X2

4891

Iris forceps

Pinça iris

Pinces Iris

Irispinzette

Irispincet

Pinza Iris

Fórceps para iris

Irispincett



IRIS FORCEPS GREY

- High performance polymer.
- Intended for grasping tissues and/or holding other devices.
- Sterilizable by moist heat at 121°C or 134°C, gas (Ethylene Oxide).
- Packing:
 - Non sterile: Plastic box + transport carton.
 - Sterile: Individual peel-open pack + shelf box + transport carton.

PINÇA IRIS CINZA

- Polímero de alta performance.
- Indicadas para prensão de tecidos e/ou manusear outros dispositivos.
- Esterilizar por calor húmido a 121°C ou a 134°C, gás (Óxido de Etileno).
- Empacotamento:
 - Não esterilizadas: Caixa de plástico + caixa de transporte.
 - Esterilizadas: Embaladas individualmente em peel-open pack + caixa de cartolina + caixa de transporte.

Non sterile • Não esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Plastic box Uni./Cx. plástico	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4891-017	Non-toothed / Sem dentes	10,5cm	340	680
4891-018	1x2 teeth / 1x2 dentes	10,5cm	340	680

Sterile • Esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Pack Uni./Pacote	Pcs./Sh.box Uni./Cx.cartolina	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4891-518	Non-toothed / Sem dentes	10,5cm	1	21	84
4891-519	1x2 teeth / 1x2 dentes	10,5cm	1	21	84

Bastos Viegas,s.a.

Cat, BV10, Rev 0 (10-2021)

Av. da Fábrica 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel, Portugal . Tel/Phone: (+351) 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - bastosviegas.com