

ZILLION[®]
BLACK



PLASTIC BOX



TRANSPORT BOX



RIGID BLISTER



SHELF BOX



TRANSPORT BOX



STERILE

STRAIGHT
RECTA
DROIT
GERADE
RECHT
PUNTA
PUNTA
RAK

4891

Kocher forceps

Pinça kocher

Pinces kocher

Kocher-Klemme

Kocherklem

Pinza kocher

Forceps Kocher

Kocher peang



CURVED
CURVA
COURBE
GEBOGEN
GEBOGEN
CURVO
CURVA
BÓJD



KOCHER FORCEPS GREY 1X2 TEETH

- High performance polymer.
- Intended for hemostasis/clamp vessels and/or grasping tissues.
- Sterilizable by moist heat at 121°C or 134°C, gas (Ethylene Oxide).
- Packing:
 - Non sterile: Plastic box + transport carton.
 - Sterile: Individual peel-open pack + shelf box + transport carton.

PINÇA KOCHER CINZA 1X2 DENTE

- Polímero de alta performance.
- Indicadas para hemostase/clampagem de vasos e/ou prensão de tecidos.
- Esterilizar por calor húmido a 121°C ou a 134°C, gás (Óxido de Etileno).
- Empacotamento:
 - Não esterilizadas: Caixa de plástico + caixa de transporte.
 - Esterilizadas: Embaladas individualmente em peel-open pack + caixa de cartolina + caixa de transporte.

Non sterile • Não esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Plastic box Un./Cx. plástico	Pcs./Tr. carton Un./Cx. transporte
4891-021	Straight / Recta	16cm	104	208
4891-022	Curved / Curva	16cm	104	208

Sterile • Esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Pack Un./Pacote	Pcs./Sh.box Un./Cx.cartolina	Pcs./Tr. carton Un./Cx. transporte
4891-522	Straight / Recta	16cm	1	33	132
4891-523	Curved / Curva	16cm	1	20	80

Bastos Viegas,s.a.

Cat, BV10, Rev 0 (10-2021)

Av. da Fábrica 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel, Portugal . Tel/Phone: (+351) 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - bastosviegas.com