

4891

McIndoe forcep

Pinça McIndoe

Pince de McIndoe

Pinzette nach McIndoe

McIndoe-forceps

Pinza McIndoe

Pinza McIndoe

McIndoe-pincett

**ZILLION[®]**
BLACK

PLASTIC BOX



TRANSPORT BOX



RIGID BLISTER



SHELF BOX





TRANSPORT BOX



STERILE

1X2 TEETH
1X2 DENTE
1X2 GRIFFES
1X2 ZAHNE
1X2 TANDEN
1X2 DENTATO
1X2 DIENTES
KLO 1X2

NON-TOOTHED
SEM DENTE
NON DENTÉE
NITCHZAHN
ZONDER TANDEN
NON DENTATE
SIN DIENTE
ICKE-TANDAD



4891-027
4891-528

4891-028
4891-529

MCINDOE FORCEP, GREY

- Produced with a High performance polymer.
- Intended for grasping tissues and/or holding other devices.
- Sterilizable by moist heat at 121°C or 134°C, gas (Ethylene Oxide).
- Packing:
 - Non sterile: Plastic box + transport carton
 - Sterile: Individual peel-open pack + shelf box + transport carton.

PINÇA MCINDOE CINZA

- Fabricadas num polímero de alta performance.
- Indicadas para prensão de tecidos e/ou manusear outros dispositivos.
- Esterilizar por calor húmido a 121°C ou a 134°C, gás (Óxido de Etileno).
- Empacotamento:
 - Não esterilizados: Caixa de plástico + caixa de transporte.
 - Esterilizados: Embalados individualmente em peel-open pack + caixa de cartolina + caixa de transporte.

Non sterile • Não esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Plastic box Uni./Cx. plástico	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4891-027	1x2 teeth / 1x2 dentes	15,5cm	180	360
4891-028	Non-toothed / Sem dentes	15,5cm	180	360

Sterile • Esterilizadas

REF	Description Descrição	Length Comprimento	Pcs./Pack Uni./Pacote	Pcs./Sh.box Uni./Cx.cartolina	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4891-528	1x2 teeth / 1x2 dentes	15,5cm	1	16	64
4891-529	Non-toothed / Sem dentes	15,5cm	1	16	64

Bastos Viegas,s.a.

Cat, BV10, Rev O (10-2021)

Av. da Fábrica 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel, Portugal . Tel/Phone: (+351) 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - bastosviegas.com