



## Datablad

### Væskeafvisende beskyttelseskittel med manchete

Varenummer	Type	Størrelse	Materiale
TM0304-L	Væskeafvisende beskyttelseskittel, med manchete	Large	25 g m <sup>2</sup> PP/SMS
TM0304-XL	Væskeafvisende beskyttelseskittel, med manchete	Xlarge	25 g m <sup>2</sup> PP/SMS
TM0304-XXL	Væskeafvisende beskyttelseskittel, med manchete	XXlarge	25 g m <sup>2</sup> PP/SMS

### Produkt dimensioner

Varenummer	Længde	Bredde	Manchet
TM0304-L	125 cm	190 cm	5 cm
TM0304-XL	135 cm	200 cm	5 cm
TM0304-XXL	135 cm	200 cm	5 cm

### Produktbeskrivelse

Væskeafvisende kittel med ærmemanchete og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse imod krydskontamineringer

#### Brugsanvisning:

Inderposen brydes.

Kitlen påføres uden på almindelig beklædning

Kitlen fikseres med bindebånd.

Efter brug bortskaffes kitlen jf lokale regulativer

#### Opbevaring:

Tørt og køligt uden eksponering fra sollys eller andre UV kilder





## Pakning

Pakning	Antal	Materiale	Bortskaffelse
Primær	10	PE	Plast/forbrændning
Sekundær	100	Pap	Karton

## Dimensioner transportemballage

Kittel størrelse	Dimension yderkarton
Large	48 L x 25 B x 33 H
Xlarge	50 L x 25 B x 35 H
XXlarge	50 L x 28 B x 35 H

## Regulativt

Producent	Ningbo Transo-medical Co., Ltd.
CE mærket jf.	(MDR) 2017/745/EU
CE klasse	Klasse I
EC Rep	Caretechion GMBH, Niederrheinstr. 71, 40474 Dusseldorf Germany
Testet jf	ds/en 14126:2003
Sterilt produkt	nej
Holdbarhed	5 år fra produktion
Indeholder latex/pvc	Nej/nej
Kan genanvendes	Nej, produktet er til engangsbrug

Producent:  
Ningbo Transo-medical Co., Ltd.  
Room 1608, No18 Diamond Commercial Plaza  
No 409 Jiang'an Road, Jiangbei District, Ningbo city  
Zhejiang Province, P.R China

Importør:  
Danomed ApS  
Rørvangsvej 51  
4300 Holbæk, Denmark

EC Rep  
Caretechion GMBH,  
Niederrheinstr. 71,  
40474 Dusseldorf Germany